

Link do produktu: <http://www.tytanowepaznokcie.pl/tipsy-do-przedluzania-paznokci-dluga-balerina-500-sztuk-soft-gel-tips-long-coffin-victoria-vynn-p-1410.html>



## Tipsy do przedłużania paznokci DŁUGA BALERINA 500 sztuk / Soft Gel Tips Long Coffin VICTORIA VYNN

Cena	<b>90,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>331642</b>
Kod producenta	<b>331642</b>
Kod EAN	<b>5902533316427</b>

### Opis produktu

SOFT GEL TIPS Long Coffin Szybka, innowacyjna metoda przedłużania paznokci salonowych z zastosowaniem wstępnie ukształtowanych, lekko satynowych tipsów akrylowych. Charakteryzuje się niezwykle łatwą aplikacją oraz naturalnym wyglądem przedłużonych paznokci. Długa Balerina - wstępnie ukształtowane, lekko satynowe tipsy akrylowe. Charakteryzują się niezwykle łatwą aplikacją oraz naturalnym wyglądem przedłużonych paznokci. Opakowanie zawiera rozmiary od 0 do 9.

**CECHY PRODUKTU:** Wstępnie ukształtowane tipsy o różnych kształtach i rozmiarach Elastyczne tworzywo akrylowe Cieńszy i bardziej elastyczny w okolicach wałów paznokciowych Idealnie wyprowadzone krawędzie boczne Naturalny apeks Twardszy i grubszy na wolnym brzegu Łatwa i szybka metoda Trwały i odporny na uszkodzenia Przeciwwskazania Long Coffin tips

Zażywanie silnych antybiotyków oraz leków hormonalnych (mają wpływ na przyczepność do płytki paznokcia) Uszkodzenia płytki paznokcia (np. płytka przepiękowana, urazy, uszkodzenia mechaniczne, krwiaki) Choroby paznokci i wałów okołopaznokciowych Onychofagia - gryzienie paznokci - na tle nerwowym/ nerwica - gryzienie tipsów Wypukła, pałeczkowata płytka paznokcia Płytkę paznokcia mocno rosnącą w dół Bardzo szeroka płytka paznokcia (brak odpowiedniego rozmiaru tipsa)

**APLIKACJA SYSTEMU Soft Gel Tips PRZYGOTOWANIE NATURALNEJ PŁYTKI** Przygotuj płytkę paznokcia: nadaj kształt, lekko zmatuj, oczyść. Odsączonym pędzelkiem, omijając skórki, zaaplikuj na paznokcie PREP TIPS for degreasing. Pozostaw do całkowitego odparowania, ok. 30 s. Przygotowaną i odtłuszczoną płytkę paznokcia pokryj cienką warstwą preparatu PRIMER TIPS acid free. Odczekaj ok. 30 s. \* **DOBÓR I PRZYGOTOWANIE TIPSÓW** Wybierz kształt i dopasuj odpowiedni rozmiar SOFT GEL TIPS do naturalnej płytki tak, aby idealnie zakrywał całą powierzchnię, również boki naturalnego paznokcia. Preparatem PREP TIPS for degreasing odtłuść również spód wszystkich dopasowanych tipsów. Pozostaw do całkowitego odparowania, ok. 30 s Na spodzie odtłuszczonej powierzchni każdego tipsa rozprowadź PRIMER TIPS acid free i odczekaj ok. 30 s. **APLIKACJA** Zaaplikuj cienką warstwę GEL TIPS strong foundation na naturalną płytkę i na spód dopasowanego tipsa. \*\* Nie utwardzaj. Przyłóż tips do płytki paznokcia w okolicy wału okołopaznokciowego i dociśnij go w kierunku wolnego brzegu, aby usunąć powietrze. Wstępnie utwardź pod lampką Led 3 W przez 10 s, dociskając cały czas tips do płytki paznokcia. Utwardź wszystkie 5 paznokci w lampie UV/LED 48 W, 60 s. Przetrzyj tips z nadmiaru produktu na wierzchu i spodzie płynem na bazie alkoholu. Skoryguj kształt wolnego brzegu tipsów. Opracuj tipsy pilnikiem lub frezarką przy wałach okołopaznokciowych. Zmatuj bufferem całą powierzchnię tipsów, oczyść z pyłu. Nałóż 2 cienkie warstwy dowolnego lakieru hybrydowego, utwardź każdą z nich. \*\*\* Zaaplikuj TOP TIPS no wipe, utwardź 60 s. **USUWANIE** Stylizację można usunąć za pomocą frezarki, pilnika lub acetonu. \* W przypadku problematycznej płytki zastosuj Primer kwasowy. \*\* Rekomendujemy zastosowanie żelu Gel Tips na obie powierzchnie, ale można aplikować go tylko na paznokieć lub spód tipsa. \*\*\* Jeśli wybierzesz długi kształt tipsa, wzmocnij go produktem do nadbudowy (dowolny system żelowy Victoria Vynn).